


# Instruction Manual

2

Automatic Upper Arm  
Blood Pressure Monitor

M3 Comfort (HEM-7155-E(C))  
X3 Comfort (HEM-7155-EO(C))

All for Healthcare



Intellisense

IM2-HEM-7155-E(C)-E1-02-01/2022

Read Instruction manual ① and ② before use.

EL Διαβάστε το Εγχειρίδιο οδηγιών ① και ② πριν από τη χρήση.

PT Leia o Manual de instruções ① e ② antes de utilizar.

DA Læs brugervejledningen ① og ② før brug.

FI Lue käyttöohjeet ① ja ② ennen käyttöä.

SV Läs bruksanvisning ① och ② före användning.

KZ Пайдалану алдында ① және ② пайдалану нұсқасын оқызыңыз.

UK Перед використанням прочитайте керівництво з експлуатації ① і ②.

استعمال سے پہلے: آرم اور آرم کرو ① اور ② پہلی نامہ پڑھو۔ UR

## 1 Package Contents

EL Περιεχόμενα συσκευασίας

PT Conteúdo da embalagem

DA Pakkens indhold



FI Pakkausen sisältö

Förpackningens innehåll

KZ Құтаманың құрамы

UK Комплект поставки

پیکچ کا سامان UR



OMRON

2

Prepared for a Measurement

EL Προετοιμαία για μέτρηση

PT Preparação de uma medição

DA Forberedelse af en måling

FI Varmistautuminen mittaukseen

SV Förbereda en mätning

KZ Өтшегде дайындау

UK Підготовка до вимірювання тиску

پیمانش کی تیاری UR

30 minutes before

EL 30 λεπτά πριν

PT 30 minutos antes

DA 30 minutter før

FI 30 minuuttia ennen

SV 30 minuter innan

KZ 30 минут бұрын

UK За 30 хвилин

30 منت پہلے UR

SV Förbjudna rötter

KZ Азоттүркілік

DA Røgforbud

FI Äitöntekijöiden

SV Röktillstånd


KZ Курение

DA Røgforbud

## 8 Taking a Measurement

EL Λήψη μέτρησης  
PT Realização de uma medição  
DA Foretag en mätning  
FI Mittauksen ottaminen

SV Göra en mätning  
KZ Өлшеу жасау  
UK Виконання вимірювання  
پیمائش لینیا UR



When the [START/STOP] button is pressed, the measurement is taken and saved automatically.


EL Όταν πατάτε το κουμπί [START/STOP], λαμβάνεται η μέτρηση και αποθηκεύεται αυτόματα.  
PT Quando o botão [START/STOP] é premido, a medição é feita e gravada automaticamente.  
DA När du trykker på knappen [START/STOP], foretages og gemmes målingen automatiskt.  
FI Kun [START/STOP]-painiketta painetaan, mittaus tehdään ja tallennetaan automaattisesti.  
SV När knappen [START/STOP] trycks in tas mätningen och sparas automatiskt.  
KZ [START/STOP] түмисін басылғанда, өлшеу жасалып, автоматты түрде сақталады.  
UK Кнопка [START/STOP] запускает вимірювання, результат якого зберігається автоматично.

### Taking a measurement in guest mode

EL Λήψη μέτρησης σε λειτουργία άλλου χρήστη  
PT Realização de uma medição no modo de convidado  
DA Sådan foretages en mätning i gæstefunktion  
FI Mittauksen ottaminen vierastilassa

The guest mode can be used to take a single measurement for another user.  
No readings are stored in the memory.


EL Η λειτουργία άλλου χρήστη μπορεί να χρησιμοποιείται για τη λήψη μίας μέτρησης από άλλο χρήστη. Δεν αποθηκεύονται μετρήσεις στη μνήμη.  
PT O modo de convidado pode ser utilizado para efetuar uma única medição de outro utilizador.  
DA Når højleituras registreres på en anden bruger.  
FI Vierastilaan voidaan käyttää yksittäisen mittauksen tekemiseen muille henkilöille. Lukemat ei välttämättä tallenneta muistiin.



اس وقت ظایر بوتی بے جب اپ کے جسم کی پیمائش کے سوران حرکت بوتی بے بارز کف کو پتا دین، 2-3 مٹھ انتظار کریں اور توپلار کو کشش کریں۔

## 9 Checking Readings

EL Ελέγχος των μετρήσεων  
PT Verificar leituras  
DA Kontrol af mätlinger  
FI Lukemien tarkastelu




2 Appears when an irregular rhythm\*\* is detected during a measurement.  
If it appears repeatedly, OMRON recommends to consult your physician.

SV Gästläget kan användas för att göra en enskilda mätning för andra personer. Inga avläsningar sparas i minnet.  
KZ Баста адам режимінің қан қысымын бір рет өлшеу шынынан пайдалануға болады. Жадта ешқандай көрсеткіштер сақталаған.  
UK Гостевий режим використовується для однинного вимірювання артеріального тиску у іншої особи. Показання не зберігаються в пам'яті.  
FI Vierastilaan voidaan käyttää yksittäisen mittauksen tekemiseen muille henkilöille. Lukemat ei välttämättä tallenneta muistiin.

میمان موڈ کا استعمال کسی اور فرد کیپاٹ پیمائش ریتم میغز نہیں کی جائے۔

3 Appears when your body moves during a measurement. Remove the arm cuff, wait 2-3 minutes and try again.  
\*\*25% زیادہ بوتا جب کہ اپ کا میٹنگ بلڈ پریشر کی پیمائش کرنا۔



4 Cuff is tight enough.  
Apply cuff again MORE TIGHTLY.

SV Vises, hvis "SYS" er 135 mmHg eller derover, og/eller "DIA" er 85 mmHg\* eller derover.  
KZ Егер "SYS" көрсеткіші 135 мм сын. бағ. немесе одан жогары және/немесе "DIA" көрсеткіші 85 мм сын. бағ. немесе одан жогары болса, көрсеткіледі.  
UK Індикатор з'являється, якщо SYS сягає 135 мм рт. ст. або вища (або) DIA сягає 85 мм рт. ст. або вища.  
FI Tulee näkyviin, jos SYS on 135 mmHg tai korkeampi ja/tai DIA on 85 mmHg\* tai korkeampi.

4 سیستولیک چکر کی پیمائش کرنے کے بعد اپنے سیستولیک چکر کی پیمائش کریں۔




5 The high blood pressure definition is based on the 2018 ESH/ESC Guidelines.

SV \*The high blood pressure definition is based on the 2018 ESH/ESC Guidelines.  
KZ \*Көрсеткішінде орналаскан меморияның 2018 ESH/ESC-нұсқасынан мемориден.  
UK \*Визначення високого артеріального тиску взято з керівництв Европейського товариства гіпертензії / Европейського товариства кардіологів 2018 року.

6 سیستولیک چکر کی پیمائش کرنے کے بعد اپنے دیگر چکر کی پیمائش کریں۔

## 10 Using Memory Functions

EL Χρήση των λειτουργιών μνήμης  
PT Utilização das funções de memória  
DA Brug af hukommelsesfunktioner  
FI Muistiohjelmointiohjelman käyttö




7 Before using memory functions, select your user ID.

SV Återställa till standardinställningarna  
KZ Өткеппі параметрлерді қалпына келтірү  
UK Повернення до налаштування за замовчуванням

8 سیستولیک چکر کی پیمائش کرنے کے بعد اپنے دیگر چکر کی پیمائش کریں۔

## 11 Other Settings

EL Άλλες ρυθμίσεις  
PT Outras definições  
DA Andre indstillinger  
FI Muut asetukset




9 11.1 Restoring to the Default Settings

SV Återställa till standardinställningarna  
KZ Өткеппі параметрлерді қалпына келтірү  
UK Повернення до налаштування за замовчуванням

10 سیستولیک چکر کی پیمائش کرنے کے بعد اپنے دیگر چکر کی پیمائش کریں۔

## 12 Optional Medical Accessories

EL Προσαρτικά ιατρικά εξαρτήματα  
PT Acessórios médicos opcionais  
DA Andre tilbehør  
FI Valinnaiset lääkinäilliset lisävarusteet




11 11.2 Optional Medical Accessories

SV Ärterställa till standardinställningarna  
KZ Өткеппі параметрлерді қалпына келтірү  
UK Повернення до налаштування за замовчуванням

12 سیستولیک چکر کی پیمائش کرنے کے بعد اپنے دیگر چکر کی پیمائش کریں۔

## 13 Error messages or other problems? Refer to:

EL Μηνύματα σφάλματος ή άλλα προβλήματα; Ανατρέξτε στο:  
PT Mensagens de erro ou outros problemas? Consulte:  
DA Fejlmeddelelser eller andre problemer? Se:  
FI Virheilmoituksia tai muita ongelma? Lue:  
SV Felmeddelanden eller andra problem? Se:  
KZ \*\*Горельбілдік жағдайлардың мәселелері? Дайында:




13 13.1 Error messages or other problems? Refer to:

SV \*\*Ως ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός ορίζεται που είναι κατά 25% λιγότερος ή κατά 25% περισσότερος από το μέσο ρυθμού που αναγνωρίζεται κατά τη δάρκεια της μέτρησης.  
KZ \*\*En uregelmæssig hjerterytme defineres som en hjerterytme, der er 25% mindre eller 25% mere end det gennemsnitlige hjerterytme, der registreres under en mätning.  
UK \*\*En uregelmæssig hjerterytme defineres som en hjerterytme, der er 25% mindre eller 25% mere end det gennemsnitlige hjerterytme, der registreres under en mätning.

14 13.2 Deleting All Readings

DA Sletning af alle mätlinger  
FI Kaikkien lukemien poistaminen  
SV Radera alla avläsningar




15 13.3 Deleting All Readings

DA \*\*Ως ανησυχητικός τίτλος πρέπει να είναι μετρηση μεταξύ 200-210 mmHg.  
KZ \*\*Түркестанда көрсеткіштің 200-210 mmHg түрінде болып келген мәселе.  
UK \*\*Порушениен ритму серцебиття вважається ритмом, який на 25% відрізняється від середнього ритму, визначеного під час вимірювання артеріального тиску.

16 13.4 Deleting All Readings

DA \*\*Ως ανησυχητικός τίτλος πρέπει να είναι μετρηση μεταξύ 200-210 mmHg.  
KZ \*\*Түркестанда көрсеткіштің 200-210 mmHg түрінде болып келген мәселе.




17 13.5 Deleting All Readings

DA \*\*Ως ανησυχητικός τίτλος πρέπει να είναι μετρηση μεταξύ 200-210 mmHg.  
KZ \*\*Түркестанда көрсеткіштің 200-210 mmHg түрінде болып келген мәселе.

18 13.6 Deleting All Readings

DA \*\*Ως ανησυχητικός τίτλος πρέπει να είναι μετρηση μεταξύ 200-210 mmHg.  
KZ \*\*Түркестанда көрсеткіштің 200-210 mmHg түрінде болып келген мәселе.




19 13.7 Deleting All Readings

DA \*\*Ως ανησυχητικός τίτλος πρέπει να είναι μετρηση μεταξύ 200-210 mmHg.  
KZ \*\*Түркестанда көрсеткіштің 200-210 mmHg түрінде болып келген мәселе.

20 13.8 Deleting All Readings

DA \*\*Ως ανησυχητικός τίτλος πρέπει να είναι μετρηση μεταξύ 200-210 mmHg.  
KZ \*\*Түркестанда көрсеткіштің 200-210 mmHg түрінде болып келген мәселе.




21 13.9 Deleting All Readings

DA \*\*Ως ανησυχητικός τίτλος πρέπει να είναι μετρηση μεταξύ 200-210 mmHg.  
KZ \*\*Түркестанда көрсеткіштің 200-210 mmHg түрінде болып келген мәселе.

22 13.10 Deleting All Readings

DA \*\*Ως ανησυχητικός τίτλος πρέπει να είναι μετρηση μεταξύ 200-210 mmHg.  
KZ \*\*Түркестанда көрсеткіштің 200-210 mmHg түрінде болып келген мәселе.




23 13.11 Deleting All Readings

DA \*\*Ως ανησυχητικός τίτλος πρέπει να είναι μετρηση μεταξύ 200-210 mmHg.  
KZ \*\*Түркестанда көрсеткіштің 200-210 mmHg түрінде болып келген мәселе.

24 13.12 Deleting All Readings

DA \*\*Ως ανησυχητικός τίτλος πρέπει να είναι μετρηση μεταξύ 200-210 mmHg.  
KZ \*\*Түркестанда көрсеткіштің 200-210 mmHg түрінде болып келген мәселе.




25 13.13 Deleting All Readings

DA \*\*Ως ανησυχητικός τίτλος πρέπει να είναι μετρηση μεταξύ 200-210 mmHg.  
KZ \*\*Түркестанда көрсеткіштің 200-210 mmHg түрінде болып келген мәселе.

26 13.14 Deleting All Readings

DA \*\*Ως ανησυχητικός τίτλος πρέπει να είναι μετρηση μεταξύ 200-210 mmHg.  
KZ \*\*Түркестанда көрсеткіштің 200-210 mmHg түрінде болып келген мәселе.



27 13.15 Deleting All Readings

DA \*\*Ως ανησυχητικός τίτλος πρέπει να είναι μετρηση μεταξύ 200-210 mmHg.  
KZ \*\*Түркестанда көрсеткіштің 200-210 mmHg түрінде болып келген мәселе.