


# PRODUKTDATABLAD

## Medicina overgangsadapter

Medicina overgangsadapter anvendes i overgangsperioden ved skift fra nuværende enteral ernæringssystem til ENFit. Overgangsadapteren gør overgangsperioden let og sikker uden spild af produkter.

Overgangsadapteren fås i 6 forskellige typer:

1. Omvendt luer til ENFit
2. ENFit til omvendt luer
3. Tragt med ENFit
4. ENFit til oral
5. Oral tip til ENFit
6. Duodenals til ENFit



**Materialer:** Fremstillet af polypropylen. Fri for PVC, ftalater samt latex.

**Indikation:** Anvendes i overgangsperioden ved skift fra nuværende enteral ernæringssystem til ENFit.

**Klassifikation:** Klasse: I

**Steril vare:** Steriliseret.

**Opbevaring:** Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys.

**Holdbarhed:** Se datomærkning på emballagen.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123551	Medicina Adapter omvendt luer	til ENFit	1 stk.	æske á 50 stk.	TA01
1123552	Medicina Adapter fra ENFit	til omvendt luer	1 stk.	æske á 50 stk.	TA02
1123553	Medicina Adapter Tragt	med ENFit	1 stk.	æske á 50 stk.	TA05
1123554	Medicina Adapter fra ENFit	til oral	1 stk.	æske á 50 stk.	TA06
1123555	Medicina Adapter fra oral tip	til ENFit	1 stk.	æske á 50 stk.	ML01L
1123556	Medicina Adapter fra duodenals	til ENFit	1 stk.	æske á 50 stk.	LK01

### For sundhedsfagligt personale