

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura Mio Kids Flex 2-dels

SenSura Mio Kids-posen er designet til børn i alderen seks måneder til fire år sammen med SenSura Mio Kids basispladen.

SenSura Mio Kids-posen har et unikt cirkelformet filter, der er påvist at udsætte tilstopning og dermed reducere forekomsten af ballooning med 61%.

En vandafvisende stomipose i neutralt gråt tekstil med diskret udseende.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Kul, Butyrgummi, SIS, PIB, resin, gelatine, cellulose, CMC, guar gum, Polyester, EVA, PVdC, PU, PP/PE, Polyamid, PU-EEA.
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	24 måneder
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	Må <u>ikke</u> skylles i toilettet

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura Mio Kids Flex 2-dels

### Mediqs varesortiment

Vare	Navn	Varebeskrivelse	Varesektor	Indhold	Ref.nr.
0358150	SenSura Mio Kids Flex	basisplade, opklipbar 0-27mm	27 mm ring	æske a 5 stk	18735
0358151	SenSura Mio Kids Flex	basisplade, opklipbar 0-35mm	35 mm ring	æske a 5 stk	18747
0358152	SenSura Mio Kids Flex	2-dels ileostomipose, Mini, vindue, grå	27 mm ring	æske a 10 stk	18720
0358153	SenSura Mio Kids Flex	2-dels ileostomipose, Midi, vindue, grå	27 mm ring	æske a 10 stk	18721
0358154	SenSura Mio Kids Flex	2-dels ileostomipose, Midi, vindue, grå	35 mm ring	æske a 10 stk	18722
0358155	SenSura Mio Kids Flex	2-dels ileostomipose, Mini, klar	27 mm ring	æske a 10 stk	18723
0358156	SenSura Mio Kids Flex	2-dels ileostomipose, Midi, klar	27 mm ring	æske a 10 stk	18724
0358157	SenSura Mio Kids Flex	2-dels ileostomipose, Midi, klar	35 mm ring	æske a 10 stk	18725
0358158	SenSura Mio Kids Flex	2-dels urostomipose, grå	27 mm ring	æske a 10 stk	18730
0358159	SenSura Mio Kids Flex	2-dels urostomipose, grå	27 mm ring	æske a 10 stk	18731