

# PRODUKTDATABLAD

## UniStik 3 engangsfingerprikker

Denne lancet anvendes uden brug af fingerprikker pen. Lancettens hætte drejes af og derefter kan lancetten anvendes. Nålen er fjederbelastet og trækker sig ind i kappen efter brug. Den kan ikke aktiveres igen og er derfor også fremragende til professionelt brug, på sygehuse i lægeklinikker på plejehjem eller i hjemmeplejen, da den eliminerer risikoen for stikskader på personalet.



- Pakningsstørrelse: Lancetterne leveres i æsker med 100 stk.
- Dimensioner: Tykkelsen på lancetten er 0,38 mm (28G).
- Stikdybde: 1,8 mm
- Blodmængde: fra 5 - 30  $\mu$ l
- Kan kun anvendes en gang
- Klar til brug uden påsætning og ladning af lancetten
- Nålen er aldrig synlig

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polystyrol, homopolymer polypropylen, rustfrit stål
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare/metode:</b>	Ja, stråle-steriliseret
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## UniStik 3 engangsfingerprikker

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6412600	Unistik 3	Engangsfingerprikker Comfort, lilla 1,8mm, steril	28G	Æske a 100 stk.	AT1042
6412602	Unistik 3	Engangsfingerprikker Normal, gul 1,8mm, steril	23G	Æske a 100 stk.	AT1002
6412604	Unistik 3	Engangsfingerprikker Extra, orange 2,0mm, steril	21G	Æske a 100 stk.	AT1012
6412606	Unistik 3	Engangsfingerprikker Neonatal, blå 1,8mm, steril	18G	Æske a 100 stk. – Krt. a 40 æsker	AT1052
6412608	Unistik 3	Engangsfingerprikker Gentle, hvid 1,5mm, steril	30G	Æske a 100 stk.	AT1022