

PRODUKTDATABLAD

Qufora urinposebånd med velcro og knapper

Qufora urinposebånd med velcro og knapper har en bredde på 3 cm og en længde på 60 cm. Båndet kan tilklippes/reguleres, så urinposen bliver placeret korrekt. Bagsiden af båndet er udformet med en silikonestribe, der sikrer at båndet ikke skrider ned.

Sæt a 2 stk. Pakket enkeltvis. Tåler vask ved 60°.

For at forlænge urinposebåndets levetid, anbefales det at lukke velcrobåndet under vask samt vask i vaskepose ved 40°.

Dette urinposebånd findes også uden knapper.



Indholdsstoffer/materiale:	Silikone, velcro
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og store temperatursvingninger
Holdbarhed:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

Qufora urinposebånd med velcro og knapper

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0181030	Qufora	Urinposebånd med velcro og knapper, silikonestrips, justerbar	3 cm x 60 cm	Æske a 10 sæt	21100301