

# PRODUKTDATABLAD

## Convatec lukkeklemme

Convatec lukkeklemme til poselukning findes som engang klemme i hvid eller som flergangs klemme i beige. Lukkeklemmerne fra Convatec er 13,5 cm.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polypropylene
<b>PVC/ftalater:</b>	-
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Tørt ved stuetemperatur 10-30°C. Undgå høj luftfugtighed
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	

# PRODUKTDATABLAD

## Convatec lukkeklemme

### Mediq sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0320008	175633	Convatec lukkeklemme til poselukning, engangs, hvid.	13,5 cm	Æske a 50 stk.
0320009	175652	Convatec lukkeklemme til poselukning, flergangs, beige, buet.	13,5 cm	Æske a 10 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.