

PRODUKTDATABLAD

Convatec stomahesive pulver

Stomahesive pulver anvendes ved afskallet eller væskende hud, hvilket hjælper til at forbedre hudbeskyttelsespladens hæfteevne.



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares ved 10-30 °C
Holdbarhed fra produktionsdato:	4 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Deponi/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATBLAD

Convatec stomahesive pulver

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0322006	ConvaTec	Stomahesive pulver	25 g	Æske a 5 stk.	25535