

PRODUKTDATABLAD

Esenta, hudbeskyttelse uden alkohol, serviet

ESENTA™ hudbeskyttelse, servietter er silikonebaseret hudbeskyttelse, som danner en åndbar barriere på huden.

ESENTA™ hudbeskyttelse beskytter huden i op til 72 timer* og reducerer risikoen for hudskader og irritation forårsaget af output, enzymer og medicinske klæbere.

ESENTA™ hudbeskyttelse er sikker og effektiv selv ved hyppig brug.

* 1. Voegeli D, LBF® "No-Sting" Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.



Indholdsstoffer/materiale:	Silikone
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, rent og køligt (28 °C). Undgå direkte sollys. Brændbart
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref.nr
0399085	Esenta	hudbeskyttelse uden alkohol, serviet		æske a 30 stk	423282