

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura Convex Light 1-dels Kolostomipose Konveks

Convex Light basispladens ovale form er beregnet til at gøre det nemmere at tilpasse den til en vanskelig stomi, for eksempel en stomi, der er i niveau, tilbagetrukket eller inde i en hudfold.

Den påfører et let tryk mod huden rundt om stomien, og stomien skubbes dermed frem over hudniveau, hvilket reducerer risikoen for lækage.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Aktivt kul, pektin, gelatine, CMC, polyisobutylene, SIS, guar gum, pigment, epoxydized soybean oil, Engage, EVA, CPE, PVdC, PE, PP, TPO
<b>PVC/ftalater:</b>	-
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura Convex Light 1-dels Kolostomipose Konveks

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0340495	15313	SenSura Convex Light 1-dels, 25 mm hul, dobbeltfilter, bælteører, beige.	Midi	Æske a 10
0340493	15303	SenSura Convex Light 1-dels, opklipbar 15-33 mm hul, dobbeltfilter, bælteører, beige.	Midi	Æske a 10
0340494	15308	SenSura Convex Light 1-dels, opklipbar 15-43 mm hul, dobbeltfilter, bælteører, beige.	Maxi	Æske a 10
0340498	15040	SenSura Convex Light 1-dels, opklipbar 15-33 mm hul, dobbeltfilter, bælteører, vindue, beige.	Midi	Æske a 10
0340487	15051	SenSura Convex Light 1-dels, opklipbar 15-43 mm hul, dobbeltfilter, bælteører, vindue, beige.	Maxi	Æske a 10

\* Henviser til producentens reference nr.