

PRODUKTDATABLAD

SenSura Convex Light 1-dels Urostomipose

SenSura Convex Light 1-dels urostomipose kombinerer den unikke SenSura 2-lags klæber med en komfortabel og diskret pose for at opnå en maksimal sikkerhed og diskretion.

Urostomiposen har indbygget tilbageløbsventil, som forhindrer, at urinen løber tilbage til stomien. Derved mindskes risikoen for urinvejsinfektion og hudirritation.

Urostomiposen er inddelt i flere kamre. Dette medfører, at urinen fordeles jævnt, og samtidig er der færre skvulpelyde. Kamrene gør posen mere diskret og mindre synlig under tøjet.



Indholdsstoffer/materiale:	Klæber, naturoolie, silicone, PVdC-MA, PE, EVA, CPE, PET, PP, SEBS
PVC/ftalater:	Planteolie
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

SenSura Convex Light 1-dels Urostomipose

Mediq's sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0340640	11811	SenSura Convex Light 1-dels urostomipose, opklipbar 15-33 mm hul, flerkammer, bælteører, beige	Maxi	Æske a 10 stk.
0340642	11812	SenSura Convex Light 1-dels urostomipose, opklipbar 15-43 mm hul, flerkammer, bælteører, beige	Maxi	Æske a 10 stk.
0340641	11814	SenSura Convex Light 1-dels urostomipose, opklipbar 15-33 mm hul, flerkammer, bælteører, klar	Maxi	Æske a 10 stk.
0340643	11815	SenSura Convex Light 1-dels urostomipose, opklipbar 15-43 mm hul, flerkammer, bælteører, klar	Maxi	Æske a 10 stk.

* Henviser til producentens reference nr.