

# PRODUKTDATABLAD

## Assura Convex Light 1-dels Urostomipose

Assura Convex Light 1-dels urostomipose uden kulfilter med den unikke Assura spiralklæber.

Urostomiposen har indbygget tilbageløbsventil, som forhindrer at urinen løber tilbage til stomien. Derved mindskes risikoen for urinvejsinfektion og hudirritation.

Posen er inddelt i flere kamre. Dette medfører, at urinen fordeles jævnt, og samtidig er der færre skvulpelyde. Kamrene gør posen mere diskret og mindre synlig under tøjet.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Gelatine, pektin, CMC, elastomer, kartoffelmel, epoxideret soyabønneolie, PVdC, EVA, PET, PE, SEBS, EVA/PE-copolymer, PP, PIB, SIS
<b>PVC/ftalater:</b>	DEHP
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Assura Convex Light 1-dels Urostomipose

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0359012	Assura	1-dels urostomipose Maxi Convex light u. filt, hvid	15-33 mm Ø	æske a 10 stk.	14712
0359013	Assura	1-dels urostomipose Maxi Convex light u. filt, hvid	15-43 mm Ø	æske a 10 stk.	14713
0359016	Assura	1-dels urostomipose Maxi Convex light u. filt, tran	15-33 mm Ø	æske a 10 stk.	14716
0359017	Assura	1-dels urostomipose Maxi Convex light u. filt, tran	15-43 mm Ø	æske a 10 stk.	14717