

PRODUKTDATABLAD

Brava® hudbeskyttelsesfilm uden alkohol, serviet

Den silikonebaserede hudbeskyttelse uden alkohol giver en beskyttende film på huden inden påsætning af klæber. Beskytter den peristomale hud mod klæberen og mod output fra stomien.

Da hudbeskyttelsen er alkoholfri, svier den ikke ved påføring.

Servietten er enkeltpakket i små breve, hvilket gør den let at have med på vejen.

Hudbeskyttelsen findes også som spray.

Mål

Foldet: 3,5 x 5,5 cm

Udfoldet: 12,5 x 15,5 cm



| | |
|--|--|
| Indholdsstoffer/materiale: | Vliesstof imprægneret med en blanding af siloxaner |
| PVC/ftalater: | Nej/Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | Klasse I |
| Steril/metode: | Nej |
| Særlig mærkning: | - |
| Opbevaring: | Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 °C |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | 4 år |
| Bortskaffelse af vare: | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald |
| Bortskaffelse af emballage: | Forbrænding/Genanvendelse |
| Bemærkninger: | - |

PRODUKTDATABLAD

Brava® hudbeskyttelsesfilm uden alkohol, serviet

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Indhold | Ref. nr. |
|---------|-------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 0360039 | Brava | Hudbeskyttelse uden alkohol, serviet | Pk a 30 stk. | 12021 |