

PRODUKTDATABLAD

SenSura Post-Op

SenSura Post-Op

SenSura Post-op kombinerer den unikke SenSura 2-lags klæber med de vigtigste elementer i postoperativ pleje – let adgang til stomien uden at fjerne bandagen og effektiv drænage.

SenSura Post-op giver dine patienter mulighed for at få den rigtige start ved at kombinere SenSura 2-lags klæber med de egenskaber, som er afgørende i postoperativ pleje:

- Nem adgang til stomien gennem vinduet
- Effektiv drænage gennem en blød udløbsventil, som nemt forbindes med forskellige natposer

SenSura Post-Op fås steril og ikke-steril med et vindue på 70 mm eller 100 mm, eller usteril uden vindue.



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PVDC, PP, PE, TPS-SEBS, Polyester, ethylene/octane copolymer, Ethylen/vinylacetat copolymer, PET

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader C.

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: -

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

SenSura Post-Op

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0358182	19010	Coloplast	Sensura Post Op, steril m. vindue	10-75 mm / 680 ml	Æske á 5 stk.
0358183	19011	Coloplast	Sensura Post Op, steril m. vindue	10-115 mm / 725 ml	Æske á 5 stk.
0358181	19020	Coloplast	Sensura Post Op, usteril m. vindue	10-75 mm / 680 ml	Æske á 6 stk.
0358189	19030	Coloplast	Sensura Post Op, usteril m. vindue	10-75 mm / 681 ml	Æske á 6 stk.
0358186	19021	Coloplast	Sensura Post Op, usteril u. vindue	10-115 mm / 725 ml	Æske á 6 stk.