

# PRODUKTDATABLAD

Secura® No Sting hudbeskyttelse uden alkohol, serviet, steril

Secura No Sting er steril hudbeskyttelse uden alkohol, der danner en beskyttende barriere mellem huden og klæberen. Hjælper med at beskytte intakt eller beskadiget hud mod irritation fra stomioutput, klæber og friktion.

Hudbeskyttelsen danner en transparent film på fikseringsstedet.

Servietterne er dobbeltpakkede.

## Mål

Er foldet på midten  
Udfoldet: 3 x 6,5 cm



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Hexamethylsiloxan, akryl copolymer
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse III
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt i originalemballage ved temperaturer under 25 °C
<b>Holdbarhed produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

Secura® No Sting hudbeskyttelse uden alkohol, serviet, steril

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
0399011	Secura No Sting	Hudbeskyttelse uden alkohol, serviet, steril	Æske a 50 stk. – Krt. a 12 æsker	66800712