

# PRODUKTDATABLAD

## Skin-Prep hudbeskyttelse med alkohol, serviet, steril

Anvendes som barriere mellem hud og klæber. Smøres på huden i et tyndt lag. Skin-Prep servietter danner en beskyttende barriere mellem hud og klæbemassen fra plastre og forbindinger. Dette bevirker at huden forbliver intakt og ikke bliver irriteret som følge af urin og/eller fækal inkontinens, fordøjelsessafter, sårdræn, klæbestoffer og friktion. Forbindingens klæbeevne bliver bedre og beskytter huden ved bandageskift på stomipatienter og er hudvenlig.



Produktet danner en transparent film på fikseringsstedet. Hurtig tørretid under 30 sekunder.

Kan fjernes let uden at huden skal udsættes for skrappe kemiske rensmidler hvilket kan forårsage irritation.

Skin-Prep kan forstærke adhesionen af Provox plastre og beskytter huden med et tynd beskyttende lag

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	70 % Alkohol, 30 % Pumice, Citroflex
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I-s
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt i originalemballage ved temperaturer under 25 °C
<b>Holdbarhed produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

Skin-Prep hudbeskyttelse med alkohol, serviet, steril

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
0399001	Skin-Prep	Hudbeskyttelse med alkohol, serviet, steril	æske a 50 stk. – Krt. a 20 æsker	59420425