

# PRODUKTDATABLAD

## Eakin Pelican, 1-dels colostomipose

### Eakin Pelican, 1-dels colostomipose

Klæberen er hydrokolloid og hypo-allergen og passer til de fleste hudtyper.

Alle poser er betrukket med et blødt beige farvet non-woven stof, hvor der er slids på forsiden.

Slidsens formål er dels, at kunne se stomien ved påsætning af posen, hvilket giver en nemmere og bedre placering, dels får at kunne se indholdet i posen. Når slidsen er lukket er posen helt diskret.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	<i>EVA, PVDC, Non-woven, Silica, Carboxymethylcellulose (CMC), Polyisobutylene (PIB), Pektin, Gelatine</i>
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Køligt, tørt og ikke i direkte sollys
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding / deponi
<b>Bortskaffelse af inderemballage:</b>	Forbrænding / deponi
<b>Bortskaffelse af yderemballage:</b>	Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Ingen

# PRODUKTDATBLAD

## Eakin Pelican, 1-dels colostomipose

### Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0399371	839438	Focuscare	Pelican m. vindue	20-65 mm / mini	Æske á 30 stk.
0399530	839414	Focuscare	Pelican m. vindue	20-65 mm / standard	Æske á 30 stk.
0399372	839401	Focuscare	Pelican m. vindue	20-65 mm / Maxi	Æske á 30 stk.
0399373	839426	Focuscare	Pelican	20-65 mm / Midi	Æske á 30 stk.
0399374	839402	Focuscare	Pelican	20-65 mm / Standard	Æske á 30 stk.
0399458	839400	Focuscare	Pelican	20-65 mm / maxi	Æske á 30 stk.