

PRODUKTDATABLAD

eakin dot soft convex basisplade, løftbar flange

Eakin dot 2-dels blød convex plade som hjælper med at løfte stomien frem. Pladen er udformet med 6 slidser, der giver en unik fleksibilitet og komfort, eksempelvis på bulede og ujævne maver.

Skinsmart klæber som fæstner hurtigt, er skånsom og giver lang bæretid. Pladen har lilla løftbar koblingsring der gør sammenkobling af plade og pose nem og sikker, uden tryk på maven.

Fås i 60 mm og 80mm ring, opklipbar til 40 og 60 mm. Pladen har bælteører.



Indholdsstoffer/materiale:	Hydrokolloid, PE skum, resin, voks, EVA, PET, EVA/PVDC
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

eakin dot soft convex basisplade, løftbar flange

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0399710	eakin dot soft convex	basisplade, opklipbar 15-40mm, løftbar flange	60 mm ring	æske a 5 stk	839820
0399711	eakin dot soft convex	basisplade, opklipbar 15-60mm, løftbar flange	80 mm ring	æske a 5 stk	839830
0399712	eakin dot soft convex	basisplade, 20mm hul, løftbar flange	60 mm ring	æske a 5 stk	839821
0399713	eakin dot soft convex	basisplade, 22,5mm hul, løftbar flange	60 mm ring	æske a 5 stk	839822
0399714	eakin dot soft convex	basisplade, 25mm hul, løftbar flange	60 mm ring	æske a 5 stk	839823
0399715	eakin dot soft convex	basisplade, 27,5mm hul, løftbar flange	60 mm ring	æske a 5 stk	839824
0399716	eakin dot soft convex	basisplade, 30mm hul, løftbar flange	60 mm ring	æske a 5 stk	839825
0399717	eakin dot soft convex	basisplade, 32,5mm hul, løftbar flange	60 mm ring	æske a 5 stk	839826
0399718	eakin dot soft convex	basisplade, 35mm hul, løftbar flange	60 mm ring	æske a 5 stk	839827
0399719	eakin dot soft convex	basisplade, 37,5mm hul, løftbar flange	60 mm ring	æske a 5 stk	839828
0399720	eakin dot soft convex	basisplade, 40mm hul, løftbar flange	60 mm ring	æske a 5 stk	839829