

PRODUKTDATABLAD

Nova 2 2-dels kolostomipose

Nova 2 2-dels kolostomipose med kulfilter, dobbelt lag af 100 % aktivt kul. Har blød stofbeklædning. Koblingsring er med lav profil.

Ring på posen er transparent, hvilket gør det nemt at se om posen sidder rigtigt på pladen, da pladens ring er beige.



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PVdC, Polyester, LDPE, Aktivt kul, PTFE

PVC/ftalater: -

Latex: -

CE klassifikation: Klasse 1

Steril vare: -

Opbevaring: Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Genanvendelse

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genanvendelse

PRODUKTDATABLAD

Nova 2 2-dels kolostomipose

Mediq sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. Nr. *	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0388075	120336	Nova 2 2-dels kolostomipose, kulfilter, mekanisk ring, beige.	Mini 36 mm ring	Æske a 30 stk.
0388076	120343	Nova 2 2-dels kolostomipose, kulfilter, mekanisk ring, beige.	Mini 43 mm ring	Æske a 30 stk.
0388077	120355	Nova 2 2-dels kolostomipose, kulfilter, mekanisk ring, beige.	Mini 55 mm ring	Æske a 30 stk.
0388080	120136	Nova 2 2-dels kolostomipose, kulfilter, mekanisk ring, beige.	Midi 36 mm ring	Æske a 30 stk.
0388081	120143	Nova 2 2-dels kolostomipose, kulfilter, mekanisk ring, beige.	Midi 43 mm ring	Æske a 30 stk.
0388082	120155	Nova 2 2-dels kolostomipose, kulfilter, mekanisk ring, beige.	Midi 55 mm ring	Æske a 30 stk.
0388083	120170	Nova 2 2-dels kolostomipose, kulfilter, mekanisk ring, beige.	Midi 70 mm ring	Æske a 30 stk.
0388084	120236	Nova 2 2-dels kolostomipose, kulfilter, mekanisk ring, klar.	Midi 36 mm ring	Æske a 30 stk.
0388085	120243	Nova 2 2-dels kolostomipose, kulfilter, mekanisk ring, klar.	Midi 43 mm ring	Æske a 30 stk.
0388086	120255	Nova 2 2-dels kolostomipose, kulfilter, mekanisk ring, klar.	Midi 55 mm ring	Æske a 30 stk.
0388087	120270	Nova 2 2-dels kolostomipose, kulfilter, mekanisk ring, klar.	Midi 70 mm ring	Æske a 30 stk.

* Henviser til producentens reference nr.