

PRODUKTDATABLAD

Nova 2 2-dels urostomipose

Nova 2 urostomipose med et koblingssystem som er blødt og fleksibelt. Ringen på basispladen er beige og ringen på posen er transparent, så man kan se at posen sidder præcis som den skal

Posen har tilbageløbsventil, er støjsvag og har blød side ind mod huden.



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PVdC, Polyester nonwoven, LDPE, PP

PVC/ftalater: -

Latex: -

CE klassifikation: Klasse 1

Steril vare: -

Opbevaring: Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Genanvendelse

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genanvendelse

PRODUKTDATABLAD

Nova 2 2-dels urostomipose

Mediq sortimentsoversigt

| Varenr. | Ref. Nr. * | Varebeskrivelse | Størrelse | Indhold |
|---------|------------|--|-----------------|----------------|
| 0388130 | 121736 | Nova 2 2-dels urostomipose, mekanisk ring, tilbageløbsventil, beige. | Midi 36 mm ring | Æske a 10 stk. |
| 0388131 | 121743 | Nova 2 2-dels urostomipose, mekanisk ring, tilbageløbsventil, beige. | Midi 43 mm ring | Æske a 10 stk. |
| 0388132 | 121755 | Nova 2 2-dels urostomipose, mekanisk ring, tilbageløbsventil, beige. | Midi 55 mm ring | Æske a 10 stk. |
| 0388135 | 121836 | Nova 2 2-dels urostomipose, mekanisk ring, tilbageløbsventil, klar. | midi 36 mm ring | Æske a 10 stk. |
| 0388136 | 121843 | Nova 2 2-dels urostomipose, mekanisk ring, tilbageløbsventil, klar. | midi 43 mm ring | Æske a 10 stk. |
| 0388137 | 121855 | Nova 2 2-dels urostomipose, mekanisk ring, tilbageløbsventil, klar. | Midi 55 mm ring | Æske a 10 stk. |

* Henviser til producentens reference nr.