

# PRODUKTDATABLAD

## Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose

Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose har en blød og meget fleksibel konveksring, hvilket gør den meget behagelig at bære. Klæberen er utrolig blød og fleksibel med et skumlignende materiale på bagsiden. Diameteren på den indbyggede konveksring varierer i forhold til de udstandsede huller i klæberen. Det betyder at trykket ved stomien altid er korrekt.

Posen har en meget blød og fleksibel lukkemekanisme for en lettere tømning og rengøring. Udløbet kan bøjes og foldes op under den bløde stofforside.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Sodium Corboxymethylcellulose, Polyisobutylene, EVA, PVCD, EVA
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, rent og køligt (0-28°C). Undgå direkte sollys.
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	

# PRODUKTDATABLAD

## Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose

### Mediq's sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360630	CDSSL1325	Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose, opklipbar 13-25 mm hul, vindue, beige.	Large	Æske a 10 stk.
0360631	CDSSL1338	Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose, opklipbar 13-38 mm hul, vindue, beige.	Large	Æske a 10 stk.
0360632	CDSSL1352	Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose, opklipbar 13-52 mm hul, vindue, beige.	Large	Æske a 10 stk.
0360627	CDSS1325	Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose, opklipbar 13-25 mm hul, vindue, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360551	CDSS1338	Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose, opklipbar 13-38 mm hul, vindue, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360550	CDSS1352	Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose, opklipbar 13-52 mm hul, vindue, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360624	CDSSS1325	Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose, opklipbar 13-25 mm hul, vindue, beige.	Mini	Æske a 10 stk.
0360625	CDSSS1338	Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose, opklipbar 13-38 mm hul, vindue, beige.	Mini	Æske a 10 stk.
0360626	CDSSS1352	Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose, opklipbar 13-52 mm hul, vindue, beige.	Mini	Æske a 10 stk.
0360654	CDSS21	Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose , 21 mm hul, vindue, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360555	CDSS25	Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose , 25 mm hul, vindue, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360628	CDSS28	Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose , 28 mm hul, vindue, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360603	CDSS32	Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose , 32 mm hul, vindue, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360629	CDSS35	Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose , 35 mm hul, vindue, beige.	Standard	Æske a 10 stk.
0360573	CDSS38	Confidence Convex Supersoft 1-dels ileostomipose , 38 mm hul, vindue, beige.	Standard	Æske a 10 stk.

\* Henviser til producentens reference nr