

PRODUKTDATABLAD

Harmony Duo standard

Harmony Duo Standard

SALTS Harmony Duo Plade Standard, har en lav profil og er meget blød og fleksibel.

En lille forhøjning på pladen passer sammen med en lille markering på posen.

Let, nemt og simpelt at sætte sammen - hver gang.

Pladen findes i forskellige størrelser med både opklappelige og forudstandsede huller.



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PVCD, Sodium Carboxymethylcellulose, Polyisobutylene

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares tørt, rent og køligt (0-28 grader C). Undgå direkte sollys.

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding / deponi / Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug / deponi / Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Harmony Duo standard

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360642	HD21	Hardam	Harmony Duo Standard	32 mm / 21 mm	Æske á 10 stk.
0360643	HD25	Hardam	Harmony Duo Standard	32 mm / 25 mm	Æske á 10 stk.
0360644	HD28	Hardam	Harmony Duo Standard	32 mm / 28 mm	Æske á 10 stk.
0360645	HD32	Hardam	Harmony Duo Standard	50 mm / 32 mm	Æske á 10 stk.
0360646	HD35	Hardam	Harmony Duo Standard	50 mm / 35 mm	Æske á 10 stk.
0360647	HD38	Hardam	Harmony Duo Standard	50 mm / 38 mm	Æske á 10 stk.