

# PRODUKTDATABLAD

## Peri-Prep Sensitive, Serviet

### Peri-Prep Sensitive

SALTS PeriPrep Sensitive film barriere serviet danner en effektiv barriere under stomiplader og poser.

Beskytter huden mod væske og mekanisk påvirkning af huden ved hyppige bandage skift.

Peri-Prep Sensitive giver en skånsom og tynd beskyttende hinde på huden.

- Vandbaseret og derfor meget hudvenlig.
- Forhindrer at sved trænger ind i klæberen og ødelægger denne.
- Skal ikke renses af ved bandage skift.

Kan påføres i flere lag for ekstra sikkerhed.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	<i>Isopropanol, PVP, VA Copolymer, Ethoxylated pentaerythritol. Ethoxylated fatty alcohol, Germal Plus, Sodium hydrogen carbonate</i>
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Opbevares et tørt og køligt sted
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding / deponi
<b>Bortskaffelse af inder emballage:</b>	Forbrænding / deponi
<b>Bortskaffelse af yder emballage:</b>	Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Ingen

# PRODUKTDATABLAD

## Peri-Prep Sensitive, Serviet

### Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0399003	PPS1	Hardam	Peri-Prep Sensitive	2 ml	Æske á 30 stk.