

PRODUKTDATABLAD

Harmony Duo Convex m. Flexifit, bælteører og Aloe Vera

Harmony Duo Flexible Flexifit m. bælteører & AV

SALTS Harmony Duo Convex (skåleformet) plade m/Flexifit og Aloe Vera ekstrakt i klæberen.

Klæber med den unikke FlexiFit facon med 5 slidser. Tynd og stærk klæber, som får hurtig fat.

Dybden på konveksiteten er udviklet og designet til 4,62 mm for at imødekomme størstedelen af tilbagetrukne stomier.

Den hudvenlige klæber er anerkendt af British Skin Foundation og Skin Health Alliance.

Konvekse produkter bør kun anvendes i samråd med en stomisygeplejerske. Med bælteører.



Indholdsstoffer/materiale: *Syntetiske elastomer, hydrophilic polysaccharides og Aloe Vera*

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares køligt og tørt og væk fra varmekilder

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding / deponi

Bortskaffelse af inder emballage: Forbrænding / deponi

Bortskaffelse af yder emballage: Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Harmony Duo Convex m. Flexifit, bælteører og Aloe Vera

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360753	XFHD21	Hardam	Harmony Duo Convex m/Flexifit	32 mm / 21 mm	Æske á 5 stk.
0360754	XFHD25	Hardam	Harmony Duo Convex m/Flexifit	32 mm / 25 mm	Æske á 5 stk.
0360755	XFHD28	Hardam	Harmony Duo Convex m/Flexifit	32 mm / 28 mm	Æske á 5 stk.
0360756	XFHD32	Hardam	Harmony Duo Convex m/Flexifit	50 mm / 32 mm	Æske á 5 stk.
0360757	XFHD35	Hardam	Harmony Duo Convex m/Flexifit	50 mm / 35 mm	Æske á 5 stk.
0360758	XFHD38	Hardam	Harmony Duo Convex m/Flexifit	50 mm / 38 mm	Æske á 5 stk.
0360750	XFHD1325	Hardam	Harmony Duo Convex m/Flexifit	32 mm / 13-25 mm	Æske á 5 stk.
0360751	XFHD1338	Hardam	Harmony Duo Convex m/Flexifit	50 mm / 13-38 mm	Æske á 5 stk.
0360752	XFHD1352	Hardam	Harmony Duo Convex m/Flexifit	70 mm / 13-52 mm	Æske á 5 stk.