

PRODUKTDATABLAD

RENEW Inserts analprop med applikator

Et produkt der anvendes til at stoppe ufrivillig lækage af afføring fra rektum. Den bløde silikoneprop er sikker og behagelig at anvende. Findes i to størrelser – regular/standard og large



Indholdsstoffer/materiale:	Silikone
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

RENEW Inserts analprop med applikator

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0393056	RENEW Inserts	Analprop med applikator, hvid, silicone, engangs.	Regular/standard	Pk a 30 stk.	FG730
0393057	RENEW Inserts	Analprop med applikator, hvid, silicone, engangs.	Large	Pk a 30 stk.	FG731