

PRODUKTDATABLAD

Flair Active Convex 1-dels ileostomipose m. klæbefjerner, vindue

Det særlige ved Flair Active Convex er:

- at posen har en hudklæber med en blød konvexitet, der skånsomt og effektivt presser stomien frem.
- at posen har et inspektionsvindue og bælteører
- at der ligger et stomibælte i æsken for øget sikkerhed
- at der ligger klæbefjerner servietter i alle æskerne

Hvornår skal du vælge Flair Active Convex:

- hvis din stomi er i eller under hudniveau
- hvis du har fordybninger og hudfolder rundt om stomien
- hvis din mave er "blød"
- hvis du oplever lækage uden forklaring
- Såfremt de ønsker et let og skånsomt poseskift ved hjælp af de medfølgende klæbefjerner servietter.

OBS: Produktet fås i farverne klar og beige



Indholdsstoffer/materiale:	Ethylene-vinyl acetate (EVA), Polyethylene (PE), Polyester, Polyefin, Hydrocolloid
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Køligt, tørt og ikke i direkte sollys
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding / deponi
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding / deponi
Bortskaffelse af yder emballage:	Genbrug
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATABLAD

Flair Active Convex 1-dels ileostomipose m. klæbefjerner, vindue

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0361030	Flair Active Convex	1-dels ileostomipose, klæbefjerner, vindue, beige	13 - 48 mm Ø	æske a 10 stk.	XPNDL513
0361050	Flair Active Convex	1-dels ileo.pose, m/klæbefjerner, vindue, beige	13 - 35 mm Ø	æske a 10 stk.	XPNDM513
0361051	Flair Active Convex	1-dels ileo.pose, m/klæbefjerner, vindue, beige	29 mm Ø	æske a 10 stk.	XPNDM529
0361052	Flair Active Convex	1-dels ileo.pose, m/klæbefjerner, vindue, beige	25 mm Ø	æske a 10 stk.	XPNDM525
0361053	Flair Active Convex	1-dels ileo.pose, m/klæbefjerner, vindue, beige	32 mm Ø	æske a 10 stk.	XPNDM532
0361054	Flair Active Convex	1-dels ileo.pose, m/klæbefjerner, vindue, beige	35 mm Ø	æske a 10 stk.	XPNDM535
0361055	Flair Active Convex	1-dels ileo.pose, m/klæbefjerner, vindue, beige	38 mm Ø	æske a 10 stk.	XPNDL538
0361056	Flair Active Convex	1-dels ileo.pose, m/klæbefjerner, vindue, beige	44 mm Ø	æske a 10 stk.	XPNDL544
0361649	Flair Active	1-dels ileostomipose convex med klæbefjerner	35 mm Ø	æske a 10 stk.	XPNDL535
0361652	Flair Active	1-dels ileostomipose convex med klæbefjerner	13 - 35 mm Ø	æske a 10 stk.	XPNDM713
0361653	Flair Active	1-dels ileostomipose convex med klæbefjerner	13 - 48 mm Ø	æske a 10 stk.	XPNDL713