

# PRODUKTDATABLAD

## Aurum® Profile 1-dels urostomipose, opklipbar

Aurum Profile er en 1-dels opklipbar urostomipose med en modellerbar skål, som skaber en lækagefri vedhæftning omkring stomien. Er også velegnet i forbindelse med stomibrok.

Aurum Profile har en hudvenlig hydrocolloid klæber, der bl.a. består af Manuka honning, som hæmmer bakterievæksten, absorberer væske og stimulerer dannelsen af nye celler. Dette kan være med til at fremme og bibeholde en sund hud omkring stomien.

Aurum Profile reducerer behovet for løse tætningsringe og tætningspasta. Posen har bælteører samt et kulfilter, der hæmmer dårlig lugt.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Hydrokolloid, manuka-honning, EVA, HDPE, non-woven, kulfilter
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares ved stuetemperatur
<b>Holdbarhed:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Aurum® Profile 1-dels urostomipose, opklipbar

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0300782	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Midi, opklipbar, 13-25 mm	13 - 25 mm Ø	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUS513
0300783	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Midi, opklipbar, 13-35 mm	13 - 35 mm Ø	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUM513
0300784	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Midi, opklipbar, 13-48 mm	13 - 48 mm Ø	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUL513
0300791	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Maxi, opklipbar, 13-25 mm	13 - 25 mm Ø	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUS913
0300792	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Maxi, opklipbar, 13-35 mm	13 - 35 mm Ø	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUM913
0300793	Aurum Profile	1-dels urostomipose, Maxi, opklipbar, 13-48 mm	13 - 48 mm Ø	Æske a 10 stk. – Krt. a 12 æsker	XMHCUL913