

PRODUKTDATABLAD

Conform 2, 2-dels urostomipose

Ny Conform 2 urostomipose med flerkammersystem, tilbageløbsventil og ny, blød udløbsstuds. Alt sammen noget, der sikrer kontrol, diskretion og komfort.

Den nye udløbsstuds, som er blødere i både form og materiale, sikrer at man ved tømning, har fuld kontrol over tømningshastigheden, ligesom den store dråbe, som indikerer, hvorvidt udløbet er åbent eller lukket, er let at både se og føle.

Det nye flerkammersystem sikrer en jævn fordeling af urinen, hvilket giver posen en væsentlig lavere poseprofil og dermed gør den mere diskret.

De nye Conform 2 urostomiposer leveres med en ny forbedret konnektor, som bruges ved tilkobling til natpose. Hver æske indeholder 6 konnekterer.



Indholdsstoffer/materiale:	EVA, PE, polyester, polyeofin, hydrocollaid
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Conform 2, 2-dels urostomipose

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0397682X	Conform 2	2-dels urostomipose, Midi, flerkammer, beige	55 mm ring	Æske a 10 stk.	814143