

# PRODUKTDATABLAD

## Klinitulle salvekompres m/paraffin, steril

Klinitulle er et salvekompres fremstillet af blød non woven og præpareret med 100% hvid paraffin.

Anvendes til overfladiske sår som hudafskrabninger, mindre brandsår og vabler.

Klinitulle forhindrer at den sekundære bandage hænger fast i sår bunden og ødelægger nydannet granulationsvæv.

Det anbefales at Klinitulle skiftes daglig.



**Indholdsstoffer/materiale:** Viscose NW, hvid paraffin

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** CE IIa

**Steril vare:** Ja

**Særlig mærkning:** Nej

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** Nej

**Opbevaring:** Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

# PRODUKTDATABLAD

## Klinitulle salvekompres m/paraffin, steril

### Sortimentsoversigt

| Vare    | Varefamilie | Varebeskrivelse                         | Str.       | Indhold       | Lev.nr  |
|---------|-------------|---|------------|---------------|---------|
| 4285970 | Klinitulle  | non woven paraffin salvekompres, steril | 5 x 5 cm   | æske a 10 stk | 3038895 |
| 4285971 | Klinitulle  | non woven paraffin salvekompres, steril | 10 x 10 cm | æske a 10 stk | 3035382 |
| 4285972 | Klinitulle  | non woven paraffin salvekompres, steril | 10 x 30 cm | æske a 20 stk | 3016980 |