

PRODUKTDATABLAD

Omron CS2 manchet, lille

Omron CS2 manchet er beregnet til en lille overarm.

Denne manchet kan reguleres til omkredsen 17 – 22 cm.



Indholdsstoffer/materiale:	Nylon, polyester
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATBLAD

Omron CS2 manchet, lille

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6056010	Omron	CS2 manchet lille	Armomkreds 17 - 22 cm	9515373-3