

PRODUKTDATABLAD

Omron RS4 digital blodtryksmåler til håndled

Omron RS4 er en automatisk blodtryksmåler til håndledet, som opererer ud fra det oscillometriske princip. Er designet til brug i hjemmet. Puls og blodtryk måles let og hurtigt.

Når manchetten pustes op, opfanger måleren trykpulseringerne fra arterierne under manchetten.

- Den præformede manchet er nem at tilpasse til håndledet.
- Intellisense Technology puster manchetten op til ideelt niveau ved hver brug
- Detekterer uregelmæssig hjertebanken samt kropsbevægelse under måling
- Kan huske op til 60 målinger



Leveres med:

- Monitor
- Opbevaringshylster
- 2 'AAA' alkaline batterier
- Instruktionsmanual

Garanti: 3 år

Indholdsstoffer/materiale: ABS, glas, PET, polyester, nylon, PP, PVC

PVC/ftalater: Ja/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Nej

Opbevaring: Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys

Holdbarhed: -

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler for elektronik

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Omron RS4 digital blodtryksmåler til håndled

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6055080	Omron digital blodtryksmåler	RS4 til håndled, inkl. Manchet	Håndledsomkreds 13,5-21,5 cm	Krt. a 10 stk.	HEM-6181-E