

PRODUKTDATABLAD

BriteBlade Pro fiberoptisk Macintosh laryngoskopblad

Fiberoptisk metalblad med lav skulderhøjde, der giver bedre adgang og udsyn, hvilket minimerer risikoen for bl.a. dentalskader.

Designet til engangsbrug for eliminering af risikoen for krydskontaminering.

BriteBlade Pro har en unik hængsling, der forhindrer det nedfoldende blad i at røre ved selve håndtaget og herved ikke overføre bakterier m.m.

Bladet er fremstillet af 100% metal, hvilket eliminerer risikoen for at bladet ødelægges under intubation.



Indholdsstoffer/materiale:

-

PVC/ftalater:

Nej

Latex:

Nej

CE klassifikation:

I-S

Steril:

Ja

Opbevaring:

Tørt og uden for direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato:

3 år

Bortskaffelse af vare:

I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer

Bortskaffelse af emballage:

Forbrænding/genanvendelse

Bemærkninger:

-

PRODUKTDATABLAD

BriteBlade Pro fiberoptisk Macintosh laryngoskopblad

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6123275	Britepro Solo	Fiberoptisk Macintosh laryngoskopblad	Str. 1	Æske a 10 stk	040711
6123276	Britepro Solo	Fiberoptisk Macintosh laryngoskopblad	Str. 2	Æske a 10 stk	040712
6123277	Britepro Solo	Fiberoptisk Macintosh laryngoskopblad	Str. 3	Æske a 10 stk	040713
6123278	Britepro Solo	Fiberoptisk Macintosh laryngoskopblad	Str. 4	Æske a 10 stk	040714