

# PRODUKTDATABLAD

## Assura® presseplade

Assura presseplade lader brugere af 1-dels poser skylle med Assura irrigationssæt.

Skal bruges sammen med et stomibælte. Har en 60 mm ring.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Pigment white 6, PE
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares ved max. 25 °C. Undgå direkte sollys.
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	Min. 3 år ved levering
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Assura® presseplade

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0359584	Assura	Presseplade	60 mm ring	Æske a 5 stk.	12820