

PRODUKTDATABLAD

Injektionsmembran, steril – Codan Swan

Kappefri Swan-Lock membran er designet til anvendelse sammen med Luer-Slip og Luer-Lock sprøjter.

Nålefri-membran med transparent kabinet og dead space på 0,09 ml.

Den negative trykspiration er 0,02 ml, og der er en lille strømreduktion på 16%.

2-vejs strøm for tilførsel/tilbagetrækning med korrekt ventilfunktion efter 200 aktiveringer.

Membranen er tryktestet i overensstemmelse med DIN 58362 4 (2,0 bar, 15 min., 40°C vand) samt mikrobial-barrieretestet (168 timer med 140 aktiveringer).

Resistent mod lipider/alkohol og cytotoxiske midler.

Swan-Lock har neutral displacement.

MRI kompatibel.

Indholdsstoffer/materiale: Polycarbonat, silikonegummi

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Ved stuetemperatur og i rene omgivelser

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse vare: Bortskaffes med almindelig dagrenovation medmindre produktet er blevet anvendt til miljøskadelige stoffer, hvilket dermed bestemmer bortskaffelsen.

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkning: -



1039-0051-02 / 08-12-2021

PRODUKTDATABLAD

Injektionsmembran, steril – Codan Swan

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Indhold | Ref. nr. |
|---------|------------|---------------------------|-----------------|----------|
| 1902504 | Codan Swan | Injektionsmembran, steril | Æske a 100 stk. | 165267 |

1039-0051-02 / 08-12-2021