

PRODUKTDATABLAD

Rosidal Softbind, polsterbind af skumgummi

Rosidal Softbind er et bind af 100% PU skum til anvendelse under bandager indenfor lymfologi, phlebologi og ortopædi.

Kan vaskes ved 95°C og bevarer sin elasticitet selv efter mange vaske.

Kan steriliseres ved 134°C

Rosidal Soft er meget hudvenligt og indeholder ikke latex.



Indholdsstoffer/materiale:	PU skum
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE I
Steril:	Nej
Opbevaring	Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/genbrug
Miljømærke:	Nej
Uønskede stoffer:	Intet kendskab til uønskede stoffer

PRODUKTDATABLAD

Rosidal Softbind, polsterbind af skumgummi

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4470361	Rosidal Softbind	polsterbind af skumgummi, 3mm tyk	10 cm x 2,5 m	æske a 1 stk	23110
4470362	Rosidal Softbind	polsterbind af skumgummi, 4mm tyk	10 cm x 2,5 m	krt a 24 stk	23111
4470364	Rosidal Softbind	polsterbind af skumgummi, 4mm tyk	15 cm x 2,5 m	krt a 14 stk	23113
4470365	Rosidal Softbind	polsterbind af skumgummi, 2mm tyk	10 cm x 2 m	æske a 2 stk	13016