

PRODUKTDATABLAD

HunterCath kateter m. farvet spids, steril

Huntercath er et ucoated, DEHP-frit, engangskateter til RIK og SIK. Katetret er specielt designet til patienter med en rekonstrueret blære (Mitrofanoff). Det er konisk formet med en glat fleksibel spids, som sikrer nænsom indføring.

Katetret har 2 store glatte afløbshuller, som sikrer hurtigt afløb. Desuden har Nelatonkatetret i str. Ch. 14 fire huller for optimal dræning af urin/slim, f.eks. til Mitrofanoff.

På grund af den fleksible og konsik formede spids er Huntercath også velegnet til forstørret prostata.

Katetret er forsynet med forskelligt farvede spidser alt efter størrelse.



Indholdsstoffer/materiale: PVC/DEHT

PVC/ftalater: Ja/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril: Ja – EO steriliseret

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse af vare: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkninger: Diverse bemærkninger og ellers skrives der -

PRODUKTDATABLAD

HunterCath kateter m. farvet spids, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
1051508	HunterCath	Kvindekateter 20cm, m.farvet spids, steril	Ch. 8	Æske a 30 stk.	SCF08
1051510	HunterCath	Kvindekateter 20cm, m.farvet spids, steril	Ch. 10	Æske a 30 stk.	SCF10
1051512	HunterCath	Kvindekateter 20cm, m.farvet spids, steril	Ch. 12	Æske a 30 stk.	SCF12
1051514	HunterCath	Kvindekateter 20cm, m.farvet spids, steril	Ch. 14	Æske a 30 stk.	SCF14
1051520	HunterCath	Nelatonkateter 40cm, m.farvet spids, steril	Ch. 10	Æske a 30 stk.	SCM10
1051522	HunterCath	Nelatonkateter 40cm, m.farvet spids, steril	Ch. 12	Æske a 30 stk.	SCM12
1051524	HunterCath	Nelatonkateter 40cm, m.farvet spids, steril	Ch. 14	Æske a 30 stk.	SCM14
1051526	HunterCath	Nelatonkateter 40cm, m.farvet spids, steril	Ch. 16	Æske a 30 stk.	SCM16
1051530	HunterCath	Børnekateter 30cm, m.farvet spids, steril	Ch. 8	Æske a 30 stk.	SCP08
1051532	HunterCath	Børnekateter 30cm, m.farvet spids, steril	Ch. 10	Æske a 30 stk.	SCP10