

# PRODUKTDATABLAD

## Lenty Nelatonkateter, 40 cm, steril

Lentimed engangskatetre til selvkateterisation.

- Overfladebehandlet engangskateter
- Non-touch greb
- Tilføj vand og klar til brug efter 30 sekunder.
- Med PVC, ftalatfri, latexfri
- Diskret pakket og foldbart i 24 timer.  
Nemt at have med i lommen.



Produktet findes til mænd, kvinder og børn.

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I-S
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt og mellem 5-25 grader Celsius
<b>Holdbarhed:</b>	2 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Lenty Nelatonkateter, 40 cm, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1094389	Lenty	Nelatonkateter, 40 cm, steril	Ch. 8	Pk. a 30 stk.	1094389
1094390	Lenty	Nelatonkateter, 40 cm, steril	Ch. 10	Pk. a 30 stk.	1094390
1094391	Lenty	Nelatonkateter, 40 cm, steril	Ch. 12	Pk. a 30 stk.	1094391
1094392	Lenty	Nelatonkateter, 40 cm, steril	Ch. 14	Pk. a 30 stk.	1094392
1094393	Lenty	Nelatonkateter, 40 cm, steril	Ch. 16	Pk. a 30 stk.	1094393
1094394	Lenty	Nelatonkateter, 40 cm, steril	Ch. 18	Pk. a 30 stk.	1094394