

# PRODUKTDATABLAD

## Lenty Tiemannkateter, 40 cm, steril

Lentimed engangskatetre til selvkateterisation.

- Overfladebehandlet engangskateter
- Non-touch greb
- Tilføj vand og klar til brug efter 30 sekunder.
- Diskret pakket og foldbart i 24 timer. Nemt at have med i lommen.
- Med PVC, ftalatfri, latexfri



Produktet findes til mænd, kvinder og børn.

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I-S
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt og mellem 5-25 grader Celsius
<b>Holdbarhed:</b>	2 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Lenty Tiemannkateter, 40 cm, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1094414	Lenty	Tiemannkateter, 40 cm, steril	ch 8	pk a 30 stk	101319
1094415	Lenty	Tiemannkateter, 40 cm, steril	ch 10	pk a 30 stk	101320
1094416	Lenty	Tiemannkateter, 40 cm, steril	ch 12	pk a 30 stk	101321
1094417	Lenty	Tiemannkateter, 40 cm, steril	ch 14	pk a 30 stk	101322
1094418	Lenty	Tiemannkateter, 40 cm, steril	ch 16	pk a 30 stk	101323
1094419	Lenty	Tiemannkateter, 40 cm, steril	ch 18	pk a 30 stk	101324