

# PRODUKTDATABLAD

## Ceduren eksplorationsgel

Ceduren Eksplorations gel anvendes som kontakt- og glidemiddel ved eksploration af naturlige, ikke-sterile kropsåbninger.

Leveres i en praktisk krogtube, som er blød og let at klemme sammen. Tubens indbyggede krog, gør det nemmere at opbevare den i nærheden af brugsstedet f.eks. ved et undersøgelsesleje.

**Indholdsstoffer/materiale:**

**Indhold:** Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Citric Acid, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate

**Indre emballage:** Polyethylen

**PVC/ftalater:**

Nej/Nej

**Latex:**

Nej

**CE klassifikation:**

Klasse I

**Steril vare:**

Nej

**Særlig mærkning:**

-

**Opbevaring:**

Tørt og mellem 5-25 grader celsius, væk fra direkte sollys

**Holdbarhed uåbnet:**

31 måneder

**Holdbarhed åbnet:**

12 måneder

**Bortskaffelse vare:**

Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse emballage:**

Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:**

-

**Mediqs varesortiment**

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
5051250	Ceduren	Eksplorations gel tube med krog	250 ml	Krt. a 15 stk.	3027148