

PRODUKTDATABLAD

Medimax doseringsæsker

Medimax serien består af ugesæt med doseringsæsker som har store rum og fast ruminddeling. Æskerne er designet til personer, som skal tage store eller mange tabletter dagligt.

Æskerne er ideelle til personer, som har svært ved at håndtere mindre genstande eller har nedsat syn. Lågene har påtrykt ugedag og siden er markeret med morgen, middag, aften og nat. Æskerne har skrivefelt på bagsiden. Omslag i blå, rød, grå, sort eller klar plast. Med Medicinkort.

Ekstra skillevægge kan tilkøbes

Se sortimentsoversigt på side 2



Indholdsstoffer/materiale:	Doseringsæsker: SAN mapper: PVC
PVC/ftalater:	Mappen: Ja/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares ved mellem 15-40 grader
Holdbarhed:	4 år
Bortskaffelse vare:	Bortskaffes efter lokale forskrifter
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding / Genbrug
Bemærkninger:	Æsker og skillerum tåler maskinopvask ved ca. 45 grader. Mappen kan aftørres med fugtig rengøringsklud

PRODUKTDATABLAD

Medimax doseringsæsker

Sortimentsoversigt

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
7724020	MEDIMAX	De Luxesæt nr.1, ugesæt a 7 æsker+1 blank i blåt omslag	krt a 8 sæt	212DK
7724021	MEDIMAX	De Luxesæt nr. 1, ugesæt a 7 æsker+1 blank i sort kunstlæder omslag	krt a 6 sæt	234DK12
7724023	MEDIMAX	De Luxesæt nr. 1, ugesæt a 7 æsker+1 blank i gråt omslag	æske a 8 sæt	212DK38
7724024	MEDIMAX	De Luxesæt nr.1, ugesæt a 7 æsker+1 blank i rødt omslag (Ægtefælle modellen)	krt a 8 sæt	212DK30-2
7724030	MEDIMAX	Weekendsæt nr.6 a 3 æsker, fre-, lør- og søndag, i klar plastkuvert	krt a 20 sæt	262DK
7724034	MEDIMAX	klar doseringsæske med låg		251DK
7724040	MEDIMAX	blå mappe til nr.1	krt a 50 stk	213
7724042	MEDIMAX	gennemsigtigt plastomslag til ugesæt		223
7724070	MEDIMAX	Æske med låg, neutral med hvid bund-label		K200
7724075	MEDIMAX	Skillevæg flytbar	pk a 10 stk	200/10
7724100	Kibodan	Medicinkort til Medidos og Medimax	Pk a 100 stk	500/100
7724132	MEDIMAX	ugesæt i pose med med. kort og 1 stk etui u/mappe	sæt	221DK
7724022	MEDIMAX	nr.2, m. plastkuvert, 7 æsker m/ugedag + blank	æske a 8 sæt - krt a 32 sæt	222DK