

PRODUKTDATABLAD

Mollelast Haft latexfri– selvhæftende fikseringsbind

Længde- og tværelastisk, hvidt, hudvenligt gazebind.

Strækevne 100 %.

Bindet hæfter kun på sig selv og den åbne struktur gør det muligt for huden at ånde.

Kan dampsteriliseres op til 134 grader.



Indholdsstoffer:	68% viskose, 32% polyamid
PVC:	Nej
Latex:	nej
CE klassifikation:	CE I
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Forbrænding
Bortskaffelse yder:	Forbrænding/genbrug
Opbevaring	Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys
Holdbarhed:	3 år
Miljømærke	Nej

PRODUKTDATABLAD

Mollelast Haft latexfri– selvhæftende fikseringsbind

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4272234	Mollelast Haft	elastisk gazebind, selvhæftende, latexfri	4 cm x 4 m	æske a 1 stk - krt a 120 æsker	89590
4272237	Mollelast Haft	elastisk gazebind, selvhæftende, latexfri	6 cm x 4 m	æske a 1 stk - krt a 100 æsker	89591
4272238	Mollelast Haft	elastisk gazebind, selvhæftende, latexfri	8 cm x 4 m	æske a 1 stk - krt a 120 æsker	89592
4272239	Mollelast Haft	elastisk gazebind, selvhæftende, latexfri	10 cm x 4 m	æske a 1 stk - krt a 120 æsker	89593
4272241	Mollelast Haft	elastisk gazebind, selvhæftende, latexfri	12 cm x 4 m	æske a 1 stk - krt a 100 æsker	89594