

PRODUKTDATABLAD

LEVABO All-Up Wing

All up Wing er en aflastningspude til underkølestremiteter, sengeliggende. Kan nemt fastgøres under madras, så puden ligger fast.

Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet uden hindringer i patientens bevægelighed. Den er fremstillet af en non-woven filt, hvilket gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmetransporterende, blød, behagelig og fleksibel.

Den kan bruges til den samme patient gennem længere tid og leveres i en hygiejnisk lille pakke, så den er nem at tage med og opbevare.

All up Wing er ren, men ikke steril.



Indholdsstoffer/materiale: Non woven

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test for irritation og overfølsomhed.

Holdbarhed uåbnet: 5år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

LEVABO All-Up Wing

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
5832054	Levabo trykaflastning	All up, Wing	krt a 6 stk	70006