

PRODUKTDATABLAD

LEVABO All-Up Seat, large

All up Seat Trykfordelende for forebyggelse eller afhjælpning af tryksår. Ekstra længde samt bredde. Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet uden hindringer i patientens bevægelighed.

Den er fremstillet af en non-woven filt, hvilket gør pudens hudvenlig, fugtabsorberende, varmetransporterende, blød, behagelig og fleksibel.

Den kan bruges til den samme patient gennem længere tid og leveres i en hygiejnisk lille pakke, så den er nem at tage med og opbevare.

All up Seat Large er ren, men ikke steril. Large er en siddepude, ekstra forstærket.



Indholdsstoffer/materiale:	Non woven
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test for irritation og overfølsomhed.
Holdbarhed uåbnet:	5år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inderemballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af yderemballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	Nej
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

LEVABO All-Up Seat, large

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
5832064	Levabo trykaflastning	All up - Seat Large	krt a 12 stk	70019