

PRODUKTDATABLAD

Mepilex LITE tynd skumbandage m/ "Safetac" silikone, steril

Mepilex LITE er en tynd silikone bandage som absorberer væske og opretholder et fugtigt sårmiljø.

Safetac laget forhindrer Mepilex LITE i at hænge i såret og forebygger at ekssudat trænger ud på den omkringliggende hud og minimerer risikoen for maceration.

Tynd og behagelig at anvende. Anvendes til let til moderat sekretion.



Indholdsstoffer:	Polyurethanfilm, polyurethanskum, medicinsk silikone "Safetac"
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE IIb
Steril vare:	Ja
Holdbarhed:	3år
Opbevaring:	Stuetemperatur
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Særlig mærkning:	Nej

PRODUKTDATABLAD

Mepilex LITE tynd skumbandage m/ "Safetac" silikone, steril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref.nr
4277400	Mepilex Lite skumbandage	med Safetac silikone, steril	6x8,5cm	æske a 5 stk.-krt. a 14 æsker	284000
4277402	Mepilex Lite skumbandage	med Safetac silikone, steril	10x10cm	æske a 5 stk.-krt. a 10 æsker	284100
4277404	Mepilex Lite skumbandage	med Safetac silikone, steril	15x15cm	æske a 5 stk.-krt. a 10 æsker	284300-03
4277406	Mepilex Lite skumbandage	med Safetac silikone, steril	20x50cm	æske a 4 stk.-krt. a 6 æsker	284500