

PRODUKTDATABLAD

Tubifast rørbandage med "2 way-stretch"

Tubifast 2-Way Stretch er fremstillet af viskose med meget fine tråde af elastan, der er strikket ind i stoffet horisontalt og vertikalt for at give det en let elasticitet.

Tubifast 2-Way Stretch holder bandager på plads uden at stramme. Sikkerhedsnåle og tape er ikke nødvendig.

2-Way Stretch giver patienter fuld bevægelsesfrihed og er bekvem at have på.



Indholdsstoffer/materiale: Viskose, polyamid, elasthan

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Stuetemperatur

PRODUKTDATABLAD

Tubifast rørbandage med "2 way-stretch"

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelsen	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4228005	Tubifast 2-way stretch	rørbandage, rød	3,5cmx10m	krt. a 20 stk	2434
4228010	Tubifast 2-way stretch	rørbandage, grøn	5cmx10m	krt. a 24 stk	2436
4228015	Tubifast 2-way stretch	rørbandage, blå	7,5cmx10m	krt. a 30 stk	2438
4228020	Tubifast 2-way stretch	rørbandage, gul	10,75cmx10m	krt. a 12 stk	2440
4228026	Tubifast 2-way stretch	rørbandage, lilla	20cmx10m	krt. a 15 stk.	2444