

PRODUKTDATABLAD

Barrier afdækningsstykke, 2-lag, steril

Afdækningsstykke uden klæb til afdækning ved alle typer operation. Stykket er sterilt og giver god infektionskontrol.



Indholdsstoffer/materiale:	PE, paper tissue
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse Is
Steril:	Ja
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7180534	Barrier	Afdækningsstykke, 2 lag, steril	37,5 cm x 45 cm	Æske á 40 stk. – Krt. á 6 æsker	800330-60
7180533	Barrier	Afdækningsstykke, 2 lag, steril	45 cm x 75 cm	Æske á 25 stk. – Krt. á 6 æsker	800430-60
7180120	Barrier	Afdækningsstykke, 2 lag, steril	100 x 150 cm	Æske á 40 stk. – Krt. á 2 æsker	80100