

PRODUKTDATABLAD

Mepilex border flex og border flex lite, steril

Mepilex Border Flex og Border Flex Lite er fleksible skumbandager med Safetac silikone sårkontaktlag.

- Åndbar filmbagside
- Brusetæt
- Væskeindikator for at minimere unødige bandageskift
- Safetac silikonesårkontaktlag for færre smerter ved bandageskift.
- «Flex-teknologi» der giver ekstra flexibilitet.



Indholdsstoffer: Polyurethan skum, polyurethan film, medicinsk silikone Safetac®

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: IIb

Steril vare: Ja

Holdbarhed: 3 år

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Særlig mærkning: Nej

PRODUKTDATABLAD

Mepilex border flex og border flex lite, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4277235	Mepilex Border Flex	fleksibel skumbandage m/border og silikone, steril	7,5 cm x 7,5 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	595200
4277236	Mepilex Border Flex	fleksibel skumbandage m/border og silikone, steril	10 cm x 10 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	595300
4277237	Mepilex Border Flex	fleksibel skumbandage m/border og silikone, steril	12,5 cm x 12,5 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	595000
4277238	Mepilex Border Flex	fleksibel skumbandage m/border og silikone, steril	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	595400
4277239	Mepilex Border Flex	fleksibel skumbandage m/border og silikone, steril	15 cm x 20 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	595600
4277240	Mepilex Border Flex	fleksibel skumbandage m/border og silikone, steril	10 cm x 20 cm	æske a 10 stk - krt a 6 æsker	595800
4277242	Mepilex Border Flex	fleksibel skumbandage m/border og silikone, steril	10 cm x 30 cm	æske a 10 stk - krt a 4 æsker	595900
4277255	Mepilex Border Flex	oval, fleksibel skumbandage m/border, silikone, st.	7,8 cm x 10 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	583500
4277256	Mepilex Border Flex	oval, fleksibel skumbandage, border og silikone, st	13 cm x 16 cm	æske a 5 stk - krt a 7 æsker	583300
4277257	Mepilex Border Flex	oval, fleksibel skumbandage, border og silikone, st	15 cm x 19 cm	æske a 5 stk - krt a 9 æsker	583400
4277470	Mepilex Border Flex Lite	fleksibel skumbandage m/border og silikone, steril	4 cm x 5 cm	æske a 10 stk - krt a 7 æsker	581011
4277471	Mepilex Border Flex Lite	fleksibel skumbandage m/border og silikone, steril	5 cm x 12,5 cm	æske a 5 stk - krt a 13 æsker	581100
4277472	Mepilex Border Flex Lite	fleksibel skumbandage m/border og silikone, steril	7,5 cm x 7,5 cm	æske a 5 stk - krt a 14 æsker	581200
4277473	Mepilex Border Flex Lite	fleksibel skumbandage m/border og silikone, steril	10 cm x 10 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	581300
4277474	Mepilex Border Flex Lite	fleksibel skumbandage m/border og silikone, steril	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	581500