

# PRODUKTDATABLAD

## Flocare Oral Luer ENLock konnektor

Oral/ Luer/ ENLock sprøjte ⇒ ENFit: Adapter benyttes til at connecte oral/ luer/ ENLock sprøjte med ENFit enteralsæt. Adapteren forfindes i enteralsættet 'Flocare transitionset'.



<b>Materialer:</b>	Plast.
<b>Indikation:</b>	Adapter benyttes til at connecte oral/ luer/ ENLock sprøjte med ENFit enteralsæt.
<b>Klassifikation:</b>	Klasse I.
<b>Steril vare:</b>	Nej.
<b>Opbevaring:</b>	Tørt.
<b>Holdbarhed:</b>	2 ½ år.
<b>Bortskaffelse:</b>	Forbrænding / genbrug.

### Mediq varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123635	Flocare	Oral Luer ENLock konnektor	5 stk	Æske á 30 stk	589738

*For sundhedsfagligt personale*