

PRODUKTDATABLAD

B.Braun klæbefjerner uden alkohol, spray

B.Braun Adhesive Remover er klæbemiddelfjerner til medicinsk silikone. Fjerner forsigtigt og smertefrit klæbeprodukter såsom stomiposer og sårforbindinger.

Tørrer hurtigt og påvirker ikke vedhæftning af den efterfølgende basisplade.

Produktet er silikonebaseret og uden alkohol.



Indholdsstoffer/materiale: Siloxaner (HMDSO)

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: IIA

Steril: Nej

Opbevaring: Mellem 15° C og 30° C og uden for direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 3 år

Bortskaffelse af vare: I overensstemmelse med forureningsbekæmpende regler og love

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/genanvendelse

Bemærkninger: Opbevar utilgængeligt for børn. Anvend ikke produktet i trange rum og på følsomme områder

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0399846	B.Braun	Klæbefjerner uden alkohol, spray	50 ml	Æske a 24 stk	2005-1