

PRODUKTDATABLAD

Saf-T-Intima™ subcutankanyle

Saf-T-Intima kanylen anvendes til subkutan injektion eller infusion og indføres i en vinkel på 30-45°.

Ved indsættelse i patientens vaskulære system, kan kanylen anvendes til indsamling af blod eller administrering af væsker intravenøst.

Ved indsættelse i patientens subkutane væv, kan kanylen anvendes til administrering af væsker og medicin.



Efter kanylen er placeret, trækkes den tilbage i et sikkerhedsskjold og dermed forbliver kun et tyndt plastkateter i patienten, således at patienten oplever færre gener.

Fyldningsvolumen er 0,35 ml.

Liggetid: 3-5 døgn.

Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen, rustfrit stål, vinyl resin, polypropionate, syntetisk polyisopren, ABS, silikone
PVC/ftalater:	Ja/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	IIa
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	4 år
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes som medicinsk kontamineret affald
Bortskaffelse af emballage	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1962106	BD Saf-T-Intima	Subcutankanyle, gul, steril	24G x 0,75 (0,7x19mm)	Æske a 25 stk.	383318