

# PRODUKTDATABLAD

## Neoflon Pro, Infusionskanyle, gul, u/sikkerhed, steril

Neoflon Pro infusionskanyle er designet til en glattere og mindre smertefuld kanyleanlæggelse i nyfødte og børns årer. Kanylet er fremstillet af BD Vialon-materiale og har BD Instaflash-nåleteknologi. Ved sine egenskaber sikres præcision og kontrol, der er egnet til punktur af små kar indenfor neonatal og pædiatrisk pleje.

### Egenskaber

- Kortere nål og blødere kanyle
- Back-cut-slebet stålkanylen og affaset/tilspidset kateterspids for sikker og jævn anlæggelse for at minimere ubehag ved kanyleanlæggelse og risiko for veneporation
- Ekstra fingregreb for sikker anlæggelse
- Fleksible vinger – blide mod huden
- PTFE-kateter
- Farvekodet iht. ISO-standard



### BD Instaflash-nåleteknologi

- giver en hurtig blodvisualisering, der bekræfter, at kanylet er placeret i en vene, hvilket reducerer antallet af anlæggelsesforsøg og derfor forbedrer anlæggelsessuccesen

### BD Vialon-materiale

- Blødgøres op til 70% i venen, muliggør også længere opholdstid i venen og reducerer sandsynligheden for mekanisk flebitis op til 50%, hvilket beskytter helt små årer og øger sandsynligheden for, at patienten oplever anlæggelse af kun én kanyle under hvert ophold.

# PRODUKTDATABLAD

## Neoflon Pro, Infusionskanyle, gul, u/sikkerhed, steril

Polypropylen, polyethylen, siliconeolie

**Indholdsstoffer/materiale:** Kanyle; rustfrit stål  
Kateter; polytetrafluorethylen  
Øvrige dele; polycarbonat

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** IIA

**Steril:** Ja

**Opbevaring:** Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 5 år – Se datoafmærkning på emballagen

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Genbrug

**Bemærkninger:** -

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1962029	Neoflon Pro	Infusionskanyle, gul, u/sikkerhed, steril	24G, 0,72 mm x 19 mm	Æske a 50 stk	391380